

Anticuerpo Policlonal Anti-Gata2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23769

Número de artículo: CM0017001



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción GATA2 humano para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la regulación génica endotelial y la inmunodeficiencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GATA2
Observaciones/Alias	DCML, IMD21, NFE1B, MONOMAC, GATA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2624
GeneID	2624
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de GATA2 humano (NP_116027.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23769
Peso proteico	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo