

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gata2 Para Ihc-P, Elisa - P23769

Número de artículo: CM0023603



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad que detecta específicamente el GATA2 humano, un factor de transcripción endotelial clave. Validado para IHC-P y ELISA, adecuado para estudiar la regulación transcripcional en células endoteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GATA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DCML; IMD21; NFE1B; MONOMAC; GATA2
Especie	Humano
GeneID	2624
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 240-340 del GATA2 humano (NP_116027.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P23769
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo