

Anticuerpo Policlonal Anti-Gata3 Para Wb Y Elisa - P23771

Número de artículo: CM0024545



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo GATA3 validado para Western blot y ELISA, reactivo con humano y ratón. Ideal para estudiar el desarrollo de células T, la diferenciación Th2 y la activación de macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GATA3
Observaciones/Alias	HDR; HDRS; GATA3
Especie	Humano
ID del Gen	2625
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de GATA3 humano (NP_001002295.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P23771
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo