

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gata3 Para Wb, If, Fc - P23771

Número de artículo: CM0006021



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GATA3 validado para WB, IF/ICC, IF-P, FC (intracelular) y ELISA. Detecta GATA3 endógeno en muestras humanas, con un tamaño de banda previsto de 48 kDa. Ideal para la investigación de la diferenciación de células T y la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra GATA3
Observaciones/alias	HDR; HDRS
Especie	Humana
GeneID (humano)	2625
GeneID	2625
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de GATA3 humano (NP_001002295.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, FC (intracelular), ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P23771
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo