

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gata3 Para Wb, Ip, Elisa, Chip, Chip-Seq - P23771

Número de artículo: CM0002850



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante que se dirige a GATA3, validado para WB, IP, ELISA, ChIP y ChIP-seq en muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de la diferenciación Th2 y la reprogramación de macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GATA3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HDR; HDRS; GATA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2625
GeneID	2625
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de GATA3 humano (P23771).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P23771
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo