

Polymab® De Conejo Anti-Gata3 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Chip, Elisa - P23772

Número de artículo: CM0009454



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a GATA3 (UniProt P23772). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP y ELISA. Detecta GATA3 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre diferenciación de linfocitos T y Th2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Gata3 Rabbit PolymAb®
Notas / Alias	jal; Gata-3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2625
GeneID	14462
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 135-258 de GATA3 de ratón (NP_032117.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23772
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo