


Anticuerpo Policlonal Anti-Gata4 Para Wb, Ihc, If/Icc Y Elisa - P43694

Número de artículo: CM0018012



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GATA4 humano, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de desarrollo cardíaco y factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GATA4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
Especie	Humano
ID del Gen	2626
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 341-440 de GATA4 humano (NP_002043.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43694
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo