


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gata4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P Y Elisa - P43694

Número de artículo: CM0008916



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GATA4 humano (P43694), adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar el desarrollo cardíaco y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GATA4 Rabbit mAb
Observaciones/alias	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
Especie	Humano
GeneID	2626
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 343-442 de GATA4 humano (NP_002043.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P43694
Peso proteico	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo