

Anticuerpo Policlonal Anti-Gata6 Para Wb, Elisa - Q92908

Número de artículo: CM0024376

Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra GATA6 validado para WB y ELISA. Reconoce GATA6 humano y de ratón, un factor de transcripción crucial para la homeostasis cardíaca, gástrica y cutánea. El inmunógeno cubre los aa 70-160 de la GATA6 humana. Ideal para estudios de regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GATA6 Rabbit pAb
Notas/Alias	GATA6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2627
GeneID	2627
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-160 de la GATA6 humana (NP_005248.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92908
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo