

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gatad2B (P66-Beta) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wxi9

Número de artículo: CM0029572

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GATAD2B humano (p66-beta), validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre remodelación de cromatina y represión transcripcional.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                               |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nombre del producto | GATAD2B Rabbit pAb                  |
| Observaciones/Alias | p68, GANDS, MRD18, P66beta, GATAD2B |
| Especie             | Humano                              |
| ID del gen (Humano) | 57459                               |
| ID del gen          | 57459                               |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante               |
| Origen              | Conejo                              |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IP, ELISA                |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                 |
| SWISS               | Q8WXI9                              |
| Peso de la proteína | 65kDa                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                      |