

Anticuerpo Policlonal Antibody Anti-Gatc Para Wb, Elisa - O43716

Número de artículo: CM0027958

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GATC humano, validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la síntesis de proteínas mitocondriales y la transamidación de tRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GATC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	15E1.2; COXPD42; GATC
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	283459
ID de Gen	283459
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-136 de GATC humano (NP_789788.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O43716
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo