


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gatm Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P50440

Número de artículo: CM0005608



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GATM de alta especificidad validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta GATM humano, de ratón y de rata (~48 kDa), una enzima clave en la biosíntesis de creatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GATM Rabbit mAb
Notas/Alias	AT; RFS; AGAT; FRTS; CCD53; FRTS1; GATM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2628
GeneID	2628
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-423 de GATM humano (NP_001473.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50440
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo