

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gba2 Para Wb Y Elisa - Q9Hcg7

Número de artículo: CM0014410

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-GBA2 validado para WB y ELISA. Detecta GBA2 humano y de ratón con un peso molecular predicho de 105 kDa. Ideal para estudios sobre la función de la glucosilceramidasa no lisosomal en el metabolismo de lípidos, procesamiento de ácidos biliares y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo GBA2
Observaciones/Alias	AD035, SPG46, NLGase, GBA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57704
GeneID	57704
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 708-927 de GBA2 humano (NP_065995.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HCG7
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo