

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gba3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H227

Número de artículo: CM0025999



Introducción

CamelBio suministra un anticuerpo policlonal de conejo contra la beta-glucosidasa citosólica humana (GBA3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reacción cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación del metabolismo de glicosilceramidas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GBA3
Observaciones/Alias	CBG; GLUC; KLRP; CBGL1; GBA3
Especie	Humano
GeneID	57733
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-162 de GBA3 humano (NP_001121904.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H227
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo