


Anti-Gbe1 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q04446

Número de artículo: CM0030900



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a GBE1 (enzima ramificadora del glucógeno) para WB y ELISA. Detecta GBE1 humano, de ratón y de rata; PM predicho de 80 kDa. Ideal para estudios sobre el metabolismo del glucógeno y la enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo IV (GSD IV).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GBE1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GBE; APBD; GSD4; GBE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2632
GeneID	2632
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del GBE1 humano (NP_000149.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04446
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo