

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gbf1 Para Wb, Elisa - Q92538

Número de artículo: CM0013677

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GBF1 humano (factor de intercambio de nucleótidos de guanina resistente a brefeldina A específico del aparato de Golgi 1), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con GBF1 de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GBF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8729
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-85 del GBF1 humano (NP_004184.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92538
Peso Proteico	206kDa
Envío	Bolsa de hielo