


Anticuerpo Policlonal Anti-Gbp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P32456

Número de artículo: CM0016871



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GBP2 humano, adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón, reconoce una proteína de 67 kDa. Ideal para investigación en inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GBP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GBP2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2634
ID del Gen	2634
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P32456
Peso de la Proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo