

Anticuerpo Policlonal Anti-Gbx2 Para Wb, Elisa - P52951

Número de artículo: CM0014871

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína homeobox GBX-2, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la función de los factores de transcripción en la embriogénesis y el desarrollo. - P52951

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GBX2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GBX2
Especie	Humana
GeneID (humano)	2637
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de GBX2 humano (NP_001476.2)
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P52951
Peso molecular de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo