


Anticuerpo Policlonal Anti-Gc1C1 R/C1Qbp Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07021

Número de artículo: CM0020813



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra GC1q R/C1QBP humano (p32, HABP1, gC1qR). Validado para Western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Muestra reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios del sistema del complemento, función mitocondrial e interacciones huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GC1q R/C1QBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p32; HABP1; gC1qR; GC1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; GC1q R/C1QBP
Especie	Humano
GeneID (humano)	708
GeneID	708
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 74-282 del GC1q R/C1QBP humano (NP_001203.1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07021
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo