


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gc1Q R/C1Qbp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07021

Número de artículo: CM0003638



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige al GC1q R/C1QBP humano (p32, HABP1). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar inflamación, cascada del complemento y biología mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GC1q R/C1QBP mAb de Conejo
Observaciones/Alias	p32; HABP1; gC1qR; GC1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; GC1q R/C1QBP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	708
ID de Gen	708
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del GC1q R/C1QBP humano (Q07021)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07021
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo