


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gcc2 / Gcc185 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q8Iwj2

Número de artículo: CM0018631



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GCC2/GCC185 humano para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre el aparato de Golgi y el tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GCC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	REN53; GCC185; RANBP2L4; GCC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9648
GeneID	9648
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de GCC2 humano (NP_852118.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IWI2
Peso molecular de la proteína	196 kDa
Envío	Bolsa de hielo