


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gcdh Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92947

Número de artículo: CM0028258



Introducción

Un anticuerpo policlonal de conejo que reconoce específicamente a GCDH, validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada contra humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la glutamil-CoA deshidrogenasa en el catabolismo de aminoácidos y la investigación de la aciduria glutárica tipo I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GCDH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GCD; ACAD5; GCDH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2639
GeneID	2639
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 149-438 de la GCDH humana (NP_000150.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92947
Peso molecular de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo