


## Anticuerpo Policlonal Anti-Gch1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30793

Número de artículo: CM0017572



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GCH1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta GCH1 nativa en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación sobre biosíntesis de tetrahidrobiopterina, síntesis de dopamina y sensibilidad al dolor.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | GCH1 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | GCH; DYT5; DYT14; DYT5a; GTPCH1; HPABH4B; GTP-CH-1; GCH1                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 2643                                                                                                                                 |
| GeneID              | 2643                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-250 de la GCH1 humana (NP_000152.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | P30793                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |