


Anticuerpo Policlonal Anti-Gckr Para Wb, Elisa - Q14397

Número de artículo: CM0027929



Introducción

GCKR Conejo pAb es un anticuerpo policlonal producido en conejo, validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reconoce GCKR humano, con reactividad cruzada hacia ratón y rata. Útil para investigación sobre la regulación de la glucoquinasa y el metabolismo de carbohidratos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GCKR Conejo pAb
Observaciones/Alias	GKRP; FGQTL5; GCKR
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2646
GenelD	2646
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de GCKR humano (NP_001477.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14397
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo