

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gclc Para Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Número de artículo: CM0011787

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GCLC validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce GCLC humano y de ratón, la subunidad catalítica de la ligasa glutamato-cisteína, clave en la biosíntesis de glutatión. Ideal para IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GCLC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2729
GeneID	2729
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de la GCLC humana (NP_001489.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P48506
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo