

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gclc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48506

Número de artículo: CM0011167

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo GCLC fiable para aplicaciones WB, IHC-P y ELISA; detecta GCLC humano y de rata, la enzima limitante de la biosíntesis de glutatión, relevante para la investigación del estrés oxidativo y la anemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GCLC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2729
GeneID	2729
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 538-637 de GCLC humano (P48506)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P48506
Peso de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo