

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gclc Para Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Número de artículo: CM0018705

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GCLC (subunidad catalítica de la glutamato-cisteína ligasa), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para estudios de biosíntesis de glutatión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GCLC Conejo pAb
Observaciones/Alias	GCL, GCS, GLCL, GLCLC, GCLC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2729
GeneID	2729
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48506
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo