

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gclm Para Wb, Elisa - P48507

Número de artículo: CM0003890

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a GCLM humano para aplicaciones de WB y ELISA. Útil para investigar la biosíntesis de glutatión y las vías de estrés oxidativo. Reconoce la subunidad reguladora de 31 kDa de la ligasa de glutamato-cisteína.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GCLM Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GLCLR; GCLM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2730
GeneID	2730
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 175-274 de GCLM humano (P48507).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P48507
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo