

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gclm Para Wb, If/Icc, Elisa - P48507

Número de artículo: CM0027300

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GCLM humana (subunidad modificadora de la glutamato-cisteína ligasa), validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre biosíntesis de glutatión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GCLM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GLCLR, GCLM
Especie	Humano
ID genético (Humano)	2730
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-274 de GCLM humana (NP_002052.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48507
Peso de la proteína	31kDa
Envío	Bolsa de hielo