

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gcn1L1 (Gcn1) Para Wb Y Elisa - Q92616

Número de artículo: CM0018280

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GCN1L1 (GCN1) humano, un sensor de colisión de ribosomas implicado en el control de calidad de la traducción y la respuesta al estrés. Validado para WB y ELISA, con reactividad frente a muestras humanas. Peso molecular previsto ~293 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	[Validado por KO] GCN1L1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Especie	Humano
ID de gen (humano)	10985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2462-2671 de GCN1L1 humano (NP_006827.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q92616
Peso de la proteína	293 kDa
Envío	Bolsa de hielo