

Anticuerpo Policlonico Anti-Gcn1L1 (Validado Por Ko) Para Wb Y Elisa - Q92616

Número de artículo: CM0023554

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a GCN1L1 humano (GCN1L1, PRIC295), validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación de colisión de ribosomas y respuesta integrada al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] GCN1L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10985
GeneID	10985
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2462-2671 de GCN1L1 humano (NP_006827.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q92616
Peso Molecular	293kDa
Envío	Bolsa de hielo