


Anticuerpo Policlonal Anti-Gcn2 (Conejo) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Número de artículo: CM0016880



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GCN2 humano (EIF2AK4), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre la privación de aminoácidos y la respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GCN2 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	GCN2; PVOD2
Especie	Humano
GeneID (humano)	440275
GeneID	440275
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9P2K8
Peso molecular	187 kDa
Envío	Bolsa de hielo