


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gcn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Número de artículo: CM0026279



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GCN2 humano (EIF2AK4), adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. GCN2 es una quinasa sensora de estrés que fosforila eIF-2 α , regulando la traducción durante la privación de aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GCN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GCN2; PVOD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	440275
GeneID	440275
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de GCN2 humano (NP_001013725.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P2K8
Peso Proteico	187kDa
Envío	Bolsa de hielo