

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gcnt3 Para Wb Y Elisa - 095395

Número de artículo: CM0015864

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la GCNT3 humana, una enzima de ramificación de O-glicanos de tipo mucina núcleo 2/4. Validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación en glicobiología y biosíntesis de mucinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GCNT3 Rabbit pAb
Notas/Alias	GNTM; C24GNT; C2GNT2; C2GNTM; C2/4GnT; GCNT3
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	9245
ID del gen	9245
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-180 de la GCNT3 humana (NP_004742.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	095395
Peso molecular de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo