


Anticuerpo Policlonal Anti-Gcsh Para Wb, If/Icc, Elisa - P23434

Número de artículo: CM0018157



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GCSH humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta GCSH endógeno en muestras de humano, ratón y rata. Apto para estudios de metabolismo de la glicina y lipoilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GCSH Conejo pAb
Observaciones/Alias	GCE; NKH; GCSH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2653
GeneID	2653
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-173 de GCSH humano (NP_004474.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23434
Peso Molecular de la Proteína	19kDa
Envío	Bolsa de hielo