


Anticuerpo Policlonal Anti-Gdap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tb36

Número de artículo: CM0027920



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GDAP1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudios de fisión mitocondrial y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GDAP1
Observaciones/Alias	CMT4; CMT4A; CMTRIA; GDAP1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	54332
ID del gen	54332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-225 de GDAP1 humano (NP_001035808.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TB36
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo