


Anticuerpo Policlonal Anti-Gdf-8/Miostatina Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14793

Número de artículo: CM0029826



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GDF-8/Miostatina, validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del crecimiento muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GDF-8/Miostatina
Observaciones/Alias	GDF8; MSLHP; GDF-8/Miostatina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2660
ID de Gen	2660
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 267-375 de la GDF-8/Miostatina humana (NP_005250.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14793
Peso Proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo