


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gdf-8/Miostatina Para Wb Y Elisa - O14793

Número de artículo: CM0005733



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la GDF-8/Miostatina humana (O14793), validado para Western blot (WB) y ELISA con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del crecimiento del músculo esquelético y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo GDF-8/Miostatina
Observaciones/Alias	GDF8; MSLHP; GDF-8/Miostatina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2660
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-375 de la GDF-8/Miostatina humana (NP_005250.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14793
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo