

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gdf15 Para Wb Y Elisa - Q99988

Número de artículo: CM0007137



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el factor 15 de crecimiento/diferenciación humano (GDF15), validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigaciones sobre la respuesta al estrés, la regulación metabólica, la caquexia asociada al cáncer y los mecanismos de las náuseas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra GDF15
Observaciones/Alias	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Especie	Humano
ID del gen (humano)	9518
ID del gen	9518
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 100-200 del GDF15 humano (NP_004855.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q99988
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo