

Anticuerpo Policlonico Anti-Gdf15 Para If/Icc, Elisa - Q99988

Número de artículo: CM0021676



Introducción

Este anticuerpo policlonico de conejo anti-GDF15 está validado para IF/ICC y ELISA, específico para GDF15 humano, una hormona implicada en la regulación del apetito, la caquexia cancerosa y las náuseas del embarazo. Adecuado para investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GDF15 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9518
GeneID	9518
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 197-308 de GDF15 humano (NP_004855.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q99988
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo