

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gdf15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q99988

Número de artículo: CM0018614



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GDF15 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Detecta GDF15/MIC-1 humano, de ratón y de rata, una hormona de respuesta al estrés y marcador de caquexia. Ideal para investigación oncológica, metabólica y del embarazo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra GDF15
Observaciones/Sinónimos	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Especie	Humana
GeneID	9518
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-308 de GDF15 humano (NP_004855.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q99988
Peso de la proteína	34 kDa
Envío	Bolsa de hielo