

Anticuerpo Policlonal Anti-Gdf9 Para Wb, Elisa - O60383

Número de artículo: CM0026318

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de crecimiento/diferenciación 9 (GDF9) humano para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Útil en la investigación de la foliculogénesis ovárica. UniProt O60383.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GDF9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	POF14; GDF9
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2661
GeneID	2661
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 205-454 de GDF9 humano (NP_005251.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60383
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo