

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gelsolina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Número de artículo: CM0006017



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Gelsolina humana (P06396). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para estudios de dinámica de actina, citoesqueleto y ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Gelsolin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ADF; AGEL; Gelsolina
Especie	Humano
GeneID (humano)	2934
GeneID	2934
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de la Gelsolina humana (NP_000168.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P06396
Peso Molecular de la Proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo