

Anticuerpo Policlonal Anti-Gelsolina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06396

Número de artículo: CM0019479



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la gelsolina humana (ADF, AGEL), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-gelsolina
Observaciones/Alias	ADF; AGEL; Gelsolina
Especie	Humano
GeneID	2934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 282-438 de la gelsolina humana (NP_000168.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06396
Peso de la proteína	86 kDa
Envío	Bolsa de hielo