

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gelsolina [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Número de artículo: CM0004861

Introducción

[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Gelsolina recombinante para Western blot (WB), inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Reconoce Gelsolina humana (P06396), 86 kDa. Adecuado para estudios del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Gelsolina
Observaciones/Alias	ADF; AGEL; [Validado por KD] Gelsolina
Especie	Humano
GeneID	2934
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-782 de la Gelsolina humana (NP_000168.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P06396
Peso Molecular de la Proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo