

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gelsolina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Número de artículo: CM0023407



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD dirigido a la Gelsolina humana (ADF, AGEL). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. La Gelsolina modula la dinámica de los filamentos de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Gelsolina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ADF; AGEL; [Validado por KD] Gelsolina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-782 de la Gelsolina humana (NP_000168.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06396
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo