


Anticuerpo Policlonal Anti-Gem De Conejo Para Wb, Elisa - P55040

Número de artículo: CM0026538



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína de unión a GTP GEM humana (KIR) para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas; ideal para estudiar la transducción de señales mediada por GEM en la membrana plasmática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	GEM Conejo pAb
Observaciones/Alias	KIR; GEM
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2669
ID del Gen	2669
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de GEM humano (NP_005252.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P55040
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo