

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gemin 2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Número de artículo: CM0002888



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a Gemin 2 (SIP1) humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del ensamblaje de snRNP y el splicaje de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Gemin 2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8487
ID del gen	8487
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de Gemin 2 humano (O14893).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14893
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo