

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gemin 2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Número de artículo: CM0027166



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Gemin 2 (SIP1), validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón y rata. Reconoce un componente de 32 kDa del complejo SMN esencial para el ensamblaje de snRNP y el empalme de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Gemin 2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
Especies	Humano
GeneID (humano)	8487
GeneID	8487
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 180-280 de la Gemin 2 humana (NP_003607.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14893
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo