

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gemin5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Teq6

Número de artículo: CM0022826



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GEMIN5, validado para Western blot, IHC-P y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el ensamblaje de snRNP y los mecanismos de empalme de pre-ARNm.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo GEMIN5     |
| Observaciones/Alias | NEDCAM; GEMIN-5; GEMIN5  |
| Especie             | Humano                   |
| GeneID (humano)     | 25929                    |
| GeneID              | 25929                    |
| Inmunógeno          | Proteína Recombinante    |
| Fuente              | Conejo                   |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata      |
| SWISS               | Q8TEQ6                   |
| Peso Proteico       | 169kDa                   |
| Envío               | Bolsa de hielo           |